


Begriffsbestimmungen

Der nachfolgende Code wurde mit der Makroaufzeichnung erzeugt:

<i>Startposition:</i>	Beliebig
<i>Makroname:</i>	Test
<i>Relative Aufzeichnung:</i>	nein
<i>Aufzeichnung beginnen</i>	
	Zelle B3 anklicken
	Hintergrundfarbe gelb wählen
	123 eingeben
<i>Aufzeichnung beenden</i>	



<i>Beispiel</i>	<i>Beschreibung</i>
Range("B3")	Objekt
Selection	bzw. verweis auf das aktuelle Objekt
ActiveCell	
Select	Methoden
Interior	Eigenschaften
ColorIndex	
Pattern	
FormulaR1C1	
Value	

Der mit dem Makrorecorder aufgezeichnete Code ist meistens länger als notwendig. Die unten aufgeführten Zeilen führen zum gleichen Ergebnis.

```
Sub Test2 ()
    Range("B3").Select
    Selection.Interior.ColorIndex = 6
    ActiveCell.Value = "123"
End Sub
```

Übung:

Verändern Sie den Wert der Eigenschaften für **Value** in einen Text oder eine andere Zahl. (Diese Werte müssen in Anführungszeichen stehen)

Verändern Sie Wert für ColorIndex in eine andere Zahl. Übrigens wenn Sie im Editor das Wort ColorIndex markieren und F1 betätigen bekommen Sie in der Hilfe eine Auflistung der möglichen Farben.